

KOMPRES FLEX MEDIUM 21CM*22CM

Cena: 27,13 zł



Opis produktu

Opis:

Zastosowanie:

Kompres żelowy flex medium polecany dla osób po przebytych urazach układu mięśniowo-szkieletowego, zmagających się z migreną i bólem reumatoidalnym, jako uzupełnienie domowej apteczki do stosowania podczas gorączki, bólu zęba, siniakach i krwiakach.

Właściwości:

Kompres flex medium Sanity 21cm x 22cm

Professional & flexible

Elastyczny nawet przy -18°C

Kompres żelowy ciepły/zimny sanity 21x22 cm pomaga w urazach i wspomaga leczenie przewlekłego bólu.

- Do leczenia drobnych urazów większych powierzchni – uda, plecy, brzuch
- Kompres żelowy zimno-ciepły, dwa sposoby użycia
- Można podgrzewać w kuchenke mikrofalowej
- Doskonały zamiennik leczenia farmakologicznego
- Możliwość wielokrotnego zastosowania
- Bezpieczny dla dziecka
- Przyjazny dla środowiska
- Wygodny i praktyczny

Zimne okłady

Pomaga w urazach, takich jak skręcenia i zwichnięcia stawów dłoni, stłuczenia ręki, naderwanie ścięgien. Łagodzi przewlekły ból spowodowany urazami układu mięśniowo-szkieletowego, a także bóle zębów i głowy. Zmniejsza obrzęk, stany zapalne, zaczerwienienia. Przyspiesza wchłaniania krwiaków, siniaków, łagodzenia drobnych stłuczeń. Obniża temperaturę ciała w trakcie gorączki, łagodzi

poparzenia. Pomaga zatamować krwotok z nosa.

Ciepłe okłady

Wspomaga leczenie przewlekłego bólu mięśniowo-szkieletowego. Ogranicza skurcze mięśni (np. ból pleców, bóle menstruacyjne, skurcze nóg). Przynosi ulgę w trakcie reumatoidalnego zapalenia stawów i bólu.

Sposób użycia:

Zimne okłady - umieścić kompres w zamrażarce na minimum 2 godziny

Ciepłe okłady - w kuchence mikrofalowej podgrzewaj ok. 4 minuty w temperaturze rozmrażania lub zanurz kompres w gorącej wodzie na ok. 5 minut.

Osusz, włóż do ochronnego pokrowca, a następnie zastosuj na ciało.

Nie należy stosować kompresu bezpośrednio na rany. Przeciwwskazania do stosowania znajdują się w załączonej wewnątrz opakowania broszurze informacyjnej.