

OPATRUNEK AQUACEL AG EXTRA 10cmx10cm *1 szt.

Cena: 21,62 zł

Opis produktu

10x10 AQUACEL Ag Extra – opatrunek hydrowłóknisty, na rany z infekcją, płytkie lub głębokie, z obfitym lub umiarkowanym wysiękiem.

AQUACEL Ag Extra to nowoczesny opatrunek przeciwbakteryjny, zawierający jony srebra (1,2%), zbudowany z dwóch połączonych wzmacniającymi przeszyciami warstw, z nietkanych włókien karboksymetylocelulozy, pochłaniających duże ilości wysięku (Technologia Hydrofiber). Charakteryzuje się bardzo dużą odpornością na rozerwanie, dzięki zastosowanym przeszyciom, oraz wysoką skutecznością antybakteryjną. Pochłania bardzo duże ilości wysięku z rany, izoluje i eliminuje zakażenia. Wymaga opatrunku wtórnego.

Charakterystyka:

- Przy zetknięciu z wysiękiem żeluje, wchłania oraz zatrzymuje w swoich strukturach szkodliwe komponenty wysięku.
- Pochłania dwa razy więcej wysięku z rany niż standardowy opatrunek AQUACEL Ag.
- Srebro jonowe zawarte w opatrunku zwalcza wszelkie zarazki i patogeny, włącznie z MRSA i VRE
- Może być przycinany w celu uzyskania kształtu odpowiadającego parametrom rany. Pod wpływem cięcia nie traci swoich właściwości, a dzięki przeszyciom włókna zachowują swój pierwotny kształt i są odporne na rozerwanie.
- Obniża ryzyko wtórnych uszkodzeń skóry i idealnie dopasowuje się do łóżyska rany.
- Opatrunek można bezurazowo usunąć

Zastosowanie: AQUACEL Ag Extra jest opatrunkiem z wyboru w leczeniu z objawami infekcji. Znakomicie nadaje się do leczenia ran zakażonych oraz ran skolonizowanych przez bakterie lub zagrożonych infekcją.

AQUACEL Ag Extra można stosować na:

- rany przewlekłe, płytkie i głębokie, obficie wydzielające (owrzodzenia podudzi na tle niewydolności żyłnej i tętniczej, odleżyny, zespół stopy cukrzycowej).
 - rany ostre, płytkie i głębokie, obficie wydzielające (oparzenia skóry pośredniej grubości, miejsca pobrania skóry do przeszczepu, rany pourazowe, rany po opracowaniu chirurgicznym).
 - niektóre rany nowotworowe (ziarniaki, przerzuty skórne, mięsaki Kaposiego i mięsaki naczyniowe).
- AQUACEL Ag Extra wymaga przykrycia opatrunkiem wtórnym, np. opatrunkiem AQUACEL Foam, AQUACEL Ag Foam, Granuflex, Granuflex Extra Thin lub Versiva XC, który mocuje AQUACEL Ag Extra i wydłuża czas jego noszenia (w przypadku oparzeń może być gaza).

Zakładanie opatrunku AQUACEL Ag Extra:

- W ranach z wysiękiem nie zwilża się opatrunku AQUACEL Ag Extra.

- Przy ranach płytkich pozostaw margines 1 cm opatrunku wokół rany.
 - Wypełnij do 80% głębokości rany, ponieważ opatrunek zwiększy swoją objętość po wchłonięciu wysięku.
 - Założ opatrunek wtórny, dobrany do stanu rany i opatrywanej okolicy.
 - Opatrunek może przybrać kolor wysięku.
- Opatrunek może pozostawać na ranie do 7 dni, chyba że przesiąknie do opatrunku wtórnego (w oparzeniach 14 dni). Zalecany czas pozostawienia na ranie – 3 dni.

Usuwanie/zmiana opatrunku AQUACEL Ag Extra:

Jeśli opatrunek jest suchy, aby go usunąć, należy zwilżyć go sterylną wodą lub roztworem 0,9% NaCl na 30 minut przed usunięciem i odczekać, aż opatrunek przybierze formę miękkiego, koherentnego żelu.

Samoistne odklejenie:

Samoistne odklejenie się opatrunku AQUACEL Ag Extra następuje w trakcie epitelializacji. Opatrunek AQUACEL Ag Extra odkleja się zupełnie po całkowitej regeneracji naskórka.