

Seni Lady Slim Mini Plus Wkładki urologiczne *12szt



Cena: 100,00 zł

Opis słownikowy

Producent / Podmiot Odpowiedzialny	TORUŃSKIE ZAKŁ. MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis produktu

Seni Lady Slim Mini Plus - Oddychające anatomiczne wkładki urologiczne. Do ochrony przy lekkim nietrzymaniu moczu. Wyrób medyczny.

O marce

Jeśli zdarza Ci się popuścić niewielką ilość moczu podczas wysiłku fizycznego, śmiechu, kichania czy kaszlu wkładki na nietrzymanie moczu dla kobiet Seni Lady Slim Mini Plus to idealne rozwiązanie dla Ciebie.

Seni Lady Slim Mini Plus (chłonność 2,5/6 kropelek) to wkładki na lekkie nietrzymanie moczu. Są znacznie bardziej chłonne niż zwykłe podpaski, dają wysokie poczucie suchości, a zawarte w ich wkładzie chłonnym specjalne mikrogranulki zapobiegają powstawaniu nieprzyjemnego zapachu. Zaprojektowane z myślą o kobiecej anatomii fioletowe osłonki boczne zatrzymują mocz wewnątrz wkładki, dzięki czemu chronią przed niechcianym zabrudzeniem bielizny.

Kiedy pojawia się nietrzymanie moczu, z Seni Lady nadal możesz robić to, co lubisz!

Dodatkowa ochrona – dzięki fioletowym osłonkom dają Ci dodatkową ochronę przed wyciekami.

Wysoka chłonność – wkładki Seni Lady są o wiele bardziej chłonne niż zwykła podpaska, stanowiąc tym samym doskonałe zabezpieczenie przy nietrzymaniu moczu.

Oddychalność – wykonane z miękkich i delikatnych dla skóry materiałów wkładki Seni Lady pozwalają Twojej skórze oddychać i chronią ją przed podrażnieniami.

Kontrola zapachu – specjalne mikrogranulki zawarte we wkładzie chłonnym zapewniają nie tylko suchość, ale także zapobiegają powstawaniu nieprzyjemnego zapachu moczu.

Linia Slim – skompresowany wkład chłonny sprawia, że Seni Lady Slim są cienkie i dyskretne.

Sposób użycia:

Należy przykleić wkładkę do bielizny.

Cechy

- oddychalność
- fioletowe osłonki boczne
- anatomiczny kształt
- każda wkładka w higienicznej saszetce
- wysoka chłonność
- szybkie rozprowadzanie wilgoci
- miękkość i delikatność
- kontrola zapachu
- bez lateksu
- testowane dermatologicznie
- Polski Produkt
- chłonność 2,5/6

Typ:

Przechowywać w temperaturze otoczenia.

Słowa kluczowe SEO

nietrzymanie moczu
wkładki na nietrzymanie moczu
wkładki urologiczne
podpaski na nietrzymanie moczu