

TENA SLIP PROSKIN MAXI L * 10

Cena: 29,93 zł



Opis produktu

TENA SLIP PROSKIN MAXI L

Wskazania:

- Średnie nietrzymanie moczu
- Ciężkie nietrzymanie moczu

Opis produktu:

Wyrób medyczny, w formie pieluchomajtek, do stosowania w przypadku średniego i ciężkiego nietrzymania moczu u osób leżących lub niesamodzielnych. Pieluchomajtki zapewniają ochronę przed przeciekaniem. Łatwo się zapinają i odpinają, dzięki szerokim rzepom.

Zapewniają szybkie wchłanianie moczu, jednak dzięki technologii FeelDry zatrzymują go z dala od skóry. Dzięki temu jej nie podrażniają.

Opakowanie zawiera:

10 sztuk pieluchomajtek. Rozmiar: L, obwód pasa: 92-144 cm.

Sposób użycia:

Doro?li

Instrukcja korzystania:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Należy włożyć majtki chłonne jak zwykłą bieliznę. Po wykorzystaniu:2. Aby zdjąć, po użyciu należy rozerwać majtki chłonne wzdłuż szwów bocznych.3. Po zdjęciu należy zrolować majtki chłonne i zakleić rzepem.4. Wyrzucić zrolowane majtki chłonne do kosza na śmieci. |
|--|

Środki ostrożności:

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.