

WKŁADKI - PIELUCHY ANATOMICZNE SENI LADY EXTRA *15szt.



Cena: 19,67 zł

Opis słownikowy

Producent / Podmiot Odpowiedzialny	TORUŃSKIE ZAKŁ. MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis produktu

Seni Lady Extra - Oddychające anatomiczne wkładki urologiczne. Do ochrony przy średnim nietrzymaniu moczu. Wyrób medyczny.

O marce

Jeśli epizody nietrzymania moczu są częste i obfite, sięgnij po wkładki na nietrzymanie moczu dla kobiet Seni Lady Extra.

Seni Lady Extra (chłonność 4/6 kropelek) to wkładki na lekkie nietrzymanie moczu. Są znacznie bardziej chłonne niż zwykłe podpaski, dają wysokie poczucie suchości, a zawarte w ich wkładzie chłonnym specjalne mikrogranulki zapobiegają powstawaniu nieprzyjemnego zapachu. Zaprojektowane z myślą o kobiecej anatomii fioletowe osłonki boczne zatrzymują mocz wewnątrz wkładki, dzięki czemu chronią przed niechcianym zabrudzeniem bielizny.

Kiedy pojawia się nietrzymanie moczu, z Seni Lady nadal możesz robić to co lubisz!

Dodatkowa ochrona – dzięki fioletowym osłonkom dają Ci dodatkową ochronę przed wyciekami.

Wysoka chłonność – wkładki Seni Lady są o wiele bardziej chłonne niż zwykła podpaska, stanowiąc tym samym doskonałe zabezpieczenie przy nietrzymaniu moczu.

Oddychalność – wykonane z miękkich i delikatnych dla skóry materiałów wkładki Seni Lady pozwalają Twojej skórze oddychać i chronią ją przed podrażnieniami.

Kontrola zapachu – specjalne mikrogranulki zawarte we wkładzie chłonnym zapewniają nie tylko suchość, ale także zapobiegają powstawaniu nieprzyjemnego zapachu moczu.

Linia klasyczna – wkładki Seni Lady mają większy rozmiar, dlatego polecane są przy nasilającym się nietrzymaniu moczu.

Sposób użycia:

Należy przykleić wkładkę do bielizny.

Cechy

- oddychalność
- fioletowe osłonki boczne
- anatomiczny kształt
- każda wkładka w higienicznej saszetce
- wysoka chłonność
- szybkie rozprowadzanie wilgoci
- miękkość i delikatność
- kontrola zapachu
- bez lateksu
- testowane dermatologicznie
- Polski Produkt
- chłonność 4/6

Typ:

Przechowywać w temperaturze otoczenia.

Słowa kluczowe SEO

nietrzymanie moczu

wkładki na nietrzymanie moczu

wkładki urologiczne

podpaski na nietrzymanie moczu